

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pelna-1081-lr-trinature-asymmetric-softlite-p-5603.html>



Silikonowa proteza piersi pełna 1081 L/R TriNature Asymmetric SoftLite

Numer katalogowy **1081 L/R**

Producent **Anita**

Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

Unikalna technologia z fałdą FlexGap® na tylnej ścianie zapewnia naturalne ruchy protezy.

- Do 42 % lżejsza
- Zastosowanie strona lewa/ prawa
- Proteza dostępna także w wersji symetrycznej **1051X TriNature SoftLite**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Strona: lewa , prawa