

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pełna-1089x-tricup-p-5606.html>

## Silikonowa proteza piersi pełna 1089X TriCup



Numer katalogowy	<b>1089X</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Anita</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

Opatentowana technologia mikrofazy zapewnia przyjemny komfort noszenia.

- Do 42% lżejsza
- Objętość miseczki można indywidualnie regulować za pomocą włókny medycznej doskonała w przypadku nietypowych rozmiarów
- Duże ubytki tkanki i nierówności można skutecznie skompensować bez zwiększenia ciężaru protezy
- Woreczek z włókną medyczną w komplecie można zamówić także oddzielnie