
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:31

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pelna-1151x2-fashion-p-5608.html>

Silikonowa proteza piersi pełna 1151X2 Fashion



| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 1151X2 |
|------------------|---------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Producent | Anita |
|-----------|--------------|

Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

- Do 42% lżejsza
- Proteza silikonowa z ozdobnym nadrukiem
- Naturalne ruchy protezy dzięki unikalnej technologii fałdy Flex-Gap®