

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-proteza-piersi-pelna-1152x-fashion-p-5607.html>

Silikonowa proteza piersi pełna 1152X Fashion



| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 1152X |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Producent | Anita |
|-----------|--------------|

Opis produktu

Silikonowe protezy pełne zaprojektowane na wzór zdrowej piersi służą do wyrównania asymetrii i pozwalają zachować prawidłową postawę po amputacji piersi.

W celu otrzymania fachowej porady i wyboru odpowiedniego modelu protezy skontaktuj się ze [sklepem medycznym](#) w Twojej okolicy.

Opatentowana technologia mikrofazy z subtelnym kobiecy wzorem zapewnia przyjemny komfort noszenia.

- Do 42% lżejsza
- Naturalne ruchy protezy dzięki unikalnej technologii fałdy Flex-Gap®
- Przy nadmiernej potliwości
- Przy podrażnieniach skóry