

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-wkladka-do-butow-dlugosci-z-wysklepieniem-p-1561.html>

Silikonowa wkładka do butów Długości $\frac{3}{4}$ z wysklepieniem



Numer katalogowy	SI-341D
------------------	----------------

Producent	Timago
-----------	---------------

Opis produktu

Wkładkę stosuje się w przypadku bolesności wywołanej płaskostopiem poprzecznym.

Cechy produktu:

- prawidłowe ustawienie stopy
- uniesienie łuku poprzecznego
- specjalne wysklepienie
- amortyzuje nacisk
- silikon o różnej gęstości

Wkładkę zaleca się stosować w obuwiu typu zamkniętego.

Dostępne rozmiary: S, M, L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S