
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowa-wkladka-do-butow-p-1563.html>

Silikonowa wkładka do butów



Numer katalogowy

SI-600DF

Producent

Timago

Opis produktu

Wkładkę stosuje się w przypadku bolesności wywołanej płaskostopiem poprzecznym i/lub podłużnym.

Cechy produktu:

- specjalnie zaprojektowane wysklepienie poprzeczne
- prawidłowe ustawienie stopy
- uniesienie łuku poprzecznego i podłużnego
- amortyzuje nadmierny nacisk w obrębie pięty, kości stępu oraz śródstopia
- posiada powłokę antybakteryjną

Wkładkę zaleca się stosować w obuwiu typu zamkniętego.

Dostępne rozmiary: 36, 38, 40, 42, 44

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 36 , 38 , 40 , 42 , 44