

Link do produktu: <https://akmed.pl/silikonowe-wkladki-z-pokryciem-materialowym-pl-760f-p-2482.html>

## Silikonowe wkładki $\frac{3}{4}$ z pokryciem materiałowym PL-760F



Numer katalogowy	<b>PL-760F</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Silikonowe wkładki  $\frac{3}{4}$  wykonane z wiskoelastycznego silikonu ze strefami odciążającymi przodostopie i piętę, z pelotą wspierającą sklepienie podłużne stóp.

#### Zastosowanie:

Talalgia, Bursitis, Metatarsalgia, ostrogi piętowe, zapalenie rozciągnięta podeszwy stóp, stopa cukrzycowa, dolegliwości bólowe stóp, pooperacyjnie, do uprawiania sportu.

#### Działanie:

dzięki materiałom użytym do produkcji wkładek posiadają one doskonałe właściwości absorbujące wstrząsy podczas ruchu oraz rozkładające obciążenie stóp podczas stania. Strefy niebieskie oraz anatomiczne wyprofilowanie powodują lepsze dopasowanie wkładek do stóp oraz absorpcję wstrząsów i obciążeń.

**Pakowanie:** para.

**Kolor:** mlecznobiały (wkładka), wyściółka szara.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3	4
ROZMIAR STOPY	37-38	39-40	41-42	43-44

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4