

Link do produktu: <https://akmed.pl/silistab-epi-stabilizacja-stawu-łokciowego-p-3575.html>

Silistab® Epi stabilizacja stawu łokciowego



Numer katalogowy

2305 02

Producent

Thuasne

Opis produktu

Silistab® Epi 2305 02

- Gwarancja ulgi dzięki wkładkom silikonowym o działaniu masującym i działaniu kompresyjnej zapewniającej wzmocnienie efektu propriocepcji
- Regulacja kompresji dzięki dodatkowemu zdejmowanemu paskowi
- Anatomicznie ukształtowana dzianina ze strefami komfortu w zgięciu łokciowym oraz opatentowanymi uchwytami do zakładania

Rozmiary:

- 1 - 19 - 22 cm
- 2 - 22 - 25 cm
- 3 - 25 - 28 cm
- 4 - 28 - 31 cm
- 5 - 31 - 34 cm
- 6 - 34 - 37 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6