

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:58

Link do produktu: <https://akmed.pl/silistab-genu-orteza-stabilizujaca-otwarta-p-3583.html>

## Silistab® Genu orteza stabilizująca otwarta



Numer katalogowy	<b>2340 05</b>
Producent	<b>Thuasne</b>

### Opis produktu

Silistab® Genu

2340 05 (biały)  
2345 04 (czarny)

- Silikonowa wkładka na rzepkę
- Propriocepcja dzięki elastycznej dzianinie kompresyjnej (ok. 24 mmHg)
- Elastyczne wzmocnienia boczne
- Komfort dzięki zastosowanej dzianinie "jersey" w dole podkolanowym
- Boczny silikonowy pasek zapobiega przed zsuwaniem się ortezy

2 modele: z odsłoniętą rzepką (biały) i z zakrytą rzepką (czarny)

Rozmiary:

1 - 31 - 33 cm  
2 - 34 - 36 cm  
3 - 37 - 39 cm  
4 - 40 - 42 cm  
5 - 43 - 45 cm  
6 - 46 - 48 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6