

BRAK
ZDJĘCIA



SISSEL Balancefit

Numer katalogowy	7090725
Producent	Sissel
Kolor:	Czerwony (162.030)
Nr katalogowy	162.030, 031

Opis produktu

Wielofunkcyjny przyrząd ulepszający koordynację i równowagę ciała

Balancefit to wielofunkcyjne urządzenie pozwalające na **trening balansu, koordynacji i siły oraz polepszenie krążenia**. Specjalnie wyprofilowane wypustki o 2 różnych grubościach zwiększają zdolności percepcyjne ciała. Jest to także **idealne urządzenie do masażu stóp** np. w przypadku problemów żylnych. **Sissel Balancefit** wspaniale wzmacnia mięśnie całego ciała. Systematycznie wykonywane ćwiczenia przyczyniają się do poprawy sylwetki i lepszej koordynacji ruchów.

Trener balansu jest niezastąpiony dla osób, które mają **problem z kręgosłupem**- system ćwiczeń na tę partię ciała pozwala na wzmocnienie mięśni a tym samym zmniejszenie bólu i dyskomfortu. Dysk **Sissel Balancefit** można wykorzystać również **do siedzenia** - w ten sposób nie tylko odciąża się kręgosłup, ale także poprzez mini ruchy ćwiczy mięśnie.

Balancefit to niezastąpione urządzenie pomocne w walce z nadwagą oraz dla osób, którym zależy na wyrzeźbieniu sylwetki!

- ćwiczy koordynację i reakcję
- ćwiczy funkcję motoryczne
- wzmacnia mięśnie
- pomaga w obniżaniu wagi ciała i rzeźbieniu sylwetki
- posiada antypoślizgową powierzchnię
- średnica 34 cm
- waga: 1 kg

UWAGA! NIE ZAWIERA SZKODLIWYCH FTALANÓW (uelastyczniaczy)