

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-cherry-termofor-23-x-26-cm-wisienki-p-4752.html>

SISSEL Cherry Termofor 23 x 26 cm (wisienki)



Numer katalogowy	97380986
Producent	Sissel
Nr katalogowy	150.014
Kolory:	Wisienki (150.014)

Opis produktu

Naturalny, rozgrzewający kompres z pestkami wiśni

Naturalny termofor bez potrzeby użycia gorącej wody – wypełniony utrzymującymi temperaturę pestkami wiśni. Wydzielane ciepło i kojący zapach wiśni uspokajają, rozgrzewają i ułatwiają zaśnięcie.

- Wykorzystuje znaną od dekad naturalną i domową metodę leczenia.
- Do wielokrotnego użytku.
- Błyskawicznie relaksuje i rozgrzewa.
- Nagrzewany w piekarniku lub kuchence mikrofalowej.
- W pełni naturalne wypełnienie – pestki wiśni (wysterylizowane, bez pyłu i kurzu).
- Przynosi ulgę w dolegliwościach (np. bólach pleców, skurczach żołądka, kolce) a ruch pestek wiśni zapewnia dodatkowo delikatny masaż.
- Źródło ciepła dla osób w każdym wieku, również niemowląt i małych dzieci (pod nadzorem dorosłych!).
- Wyposażony w poszewkę – 100% bawełny.
- Może być prany w temperaturze 30°C.
- Bezpieczny w użytkowaniu trwała poszewka zapobiega oparzeniom.
- Dostępny w trzech rozmiarach: średni (20 x 40 cm) i duży (23 x 26 cm) oraz w kształcie serca (ok. 21 x 21 cm).
- Dostępny w różnych kolorach: kompres w kształcie serca – w czerwonym, średnia – w niebieskim lub kolorowym (wzór wisiemek) oraz duży – w niebieskim lub czerwonym.

Wymiary:

Szerokość 23 cm

Długość 26 cm

Kolor:

Niebieski lub różnokolorowy (wzór wisiemek).

Kompres **SISSEL® Cherry** występuje w kilku rodzajach:

1. Średni

Wymiary: szer. 23 cm x dł. 26 cm.

Kolory: niebieski lub różnokolorowy (wzór wisienek).

2. Duży

Wymiary: szer. 20 cm x dł. 40 cm.

Kolory: niebieski lub czerwony.

3. W kształcie serca

Wymiary: ok. 21 cm x 21 cm.

Kolor: czerwony.