

SISSEL Classic - Poszewka welurowa L



| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 3617133 |
| Producent | Sissel |
| Nr katalogowy | 110.001.01 |

Opis produktu

Przyjemna w dotyku welurowa poszewka na poduszkę SISSEL Classic L

Poszewki SISSEL to najwyższa jakość materiałów i solidność wykonania!

Poszewka poduszki **SISSEL® Classic**

- Wykonana z przyjemnego w dotyku materiału – weluru.
- Kolor – ecru.
- Może być prana w pralce w temperaturze 40°C.
- Wyposażona w suwak ułatwiający jej zdejmowanie i zakładanie.
- Rozmiar L

Częsta zmiana poszewki pomaga utrzymać właściwą higienę oraz zapewnia trwałość poduszki i odpowiedni komfort użytkownika.

SISSEL® Classic to anatomiczna poduszka zapewniająca prawidłową pozycję podczas snu oraz optymalne podparcie i odciążenie górnego odcinka kręgosłupa.