

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-classic-poszewka-weluwowa-m-p-4792.html>

## SISSEL Classic - Poszewka welurowa M



Numer katalogowy	<b>64479040</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>110.001.01</b>

### Opis produktu

## Przyjemna w dotyku welurowa poszewka na poduszkę SISSEL Classic M

**Poszewki SISSEL to najwyższa jakość materiałów i solidność wykonania!**

Poszewka poduszki **SISSEL® Classic**

- Wykonana z przyjemnego w dotyku materiału – weluru.
- Kolor – ecru.
- Może być prana w pralce w temperaturze 40°C.
- Wyposażona w suwak ułatwiający jej zdejmowanie i zakładanie.
- Rozmiar M

Częsta zmiana poszewki pomaga utrzymać właściwą higienę oraz zapewnia trwałość poduszki i odpowiedni komfort użytkownika.

**SISSEL® Classic** to anatomiczna poduszka zapewniająca prawidłową pozycję podczas snu oraz optymalne podparcie i odciążenie górnego odcinka kręgosłupa.