

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-cold-therapy-compression-kolanolokiec-p-4717.html>



## Sissel Cold Therapy Compression (kolano/łokiec)

Numer katalogowy **64759998**

Producent **Sissel**

Nr katalogowy **151.003**

### Opis produktu

## Sissel® Cold Therapy Compression - Intensywna terapia dla bolącego kolana lub łokcia

To wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia leczenie urazów i kontuzji kolana lub łokcia. Jego działanie opiera się na jednoczesnym wykorzystaniu dwóch rodzajów terapii dla osiągnięcia jak najlepszych efektów i maksymalnej skuteczności. Łączy w sobie właściwości chłodzącego kompresu z pompowanym usztywnieniem bolącego stawu.

Równoległe działanie niskiej temperatury oraz ucisku na kolano lub łokiec w znaczący sposób wpływa na szybkość ich leczenia, zapobiegając powstawaniu opuchlizn, minimalizując ból i redukując stan zapalny.

### Łatwa obsługa

- Dwuczęściowa budowa:
  - zewnętrzny stabilizator z dołączaną pompką regulującą ciśnienie
  - chłodzący wkład – wypełniony żel, mocowany do stabilizatora za pomocą rzepów, schładzany w zamrażarce, higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości
- Wkład długo utrzymuje właściwą temperaturę.
- Kompres zapewnia właściwe dopasowanie do każdego użytkownika dzięki zapięciu na rzep.
- Pasuje na prawą i lewą rękę lub nogę.
- Indywidualne dopasowanie stopnia ucisku na staw dzięki pompce.
- Schłodzony żel nie traci elastyczności – pozwala więc na idealne dopasowanie do kształtu bolącego miejsca.

### Skuteczne działanie

- Jednoczesne chłodzenie i usztywnienie bolącego miejsca skutecznie zapobiega powstawaniu opuchlizny.

### Wskazania

- Doskonałe rozwiązanie dla sportowców, osób prowadzących aktywny tryb życia, narażonych na częste urazy i kontuzje oraz osób cierpiących na dolegliwości reumatyczne.
- Przydatne w przypadku urazów, stłuczeń, zwichnięć, bólów, stanów zapalnych.

---

**SISSEL® Cold Therapy Compression** dostępny jest w trzech wersjach:

0. Na kolano/łokieć.
1. Na nadgarstek.
2. Na kostkę.