

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-cold-therapy-compression-kostka-p-4718.html>



Sissel Cold Therapy Compression (kostka)

Numer katalogowy	34899258
Producent	Sissel
Nr katalogowy	151.002

Opis produktu

Chłodząco-usztywniający kompres - prawdziwa ulga dla bolącej kostki

Kompres SISSEL® Cold Therapy Compression do użytku na kostkę

Łączy w sobie zalety chłodzącego kompresu oraz pompowanego usztywnienia.

To doskonałe rozwiązanie dla sportowców i osób narażonych na kontuzje – pomaga leczyć urazy, przynosi ulgę. Działa podwójnie: zapewnia odpowiednie usztywnienie stawu i chłodzi bolące miejsce, zmniejszając ból i opuchliznę.

- Zmniejsza ból i przynosi ulgę przy stłuczeniach i zwichnięciach kostki.
- Chłód i ucisk zapobiega powstawaniu opuchlizny.
- Wyposażony w pompkę regulującą ciśnienie.
- Wyposażony we wkładkę wypełnioną specjalnym żelem, utrzymującym właściwą temperaturę przez długi czas.
- Wygodne zapięcie na rzep zapewnia właściwe dopasowanie.
- Uniwersalny – pasuje na prawą i lewą nogę.
- Higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości.
- Wszechstronny – skuteczny w przypadku stanów zapalnych, opuchlizny, bólu, urazów, dolegliwości reumatycznych.
- Łatwy w użyciu.

Usztywniany kompres **SISSEL® Cold Therapy Compression** dostępny jest w trzech rodzajach:

1. Na kolano/łokieć.
2. Na nadgarstek.
3. Na kostkę.