

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-cold-therapy-compression-nadgarstek-p-4720.html>



## SISSEL Cold Therapy Compression (nadgarstek)

Numer katalogowy	<b>94469523</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>151.001</b>

### Opis produktu

## Sissel® Cold Therapy Compression - Skuteczna pomoc w urazach i bólach nadgarstka

Profesjonalny stabilizator i chłodzący kompres w jednym! Ten wyjątkowy przyrząd łączy w sobie skuteczność profesjonalnych zabiegów z łatwością użytkowania w warunkach domowych. Stanowi zarówno pierwszą pomoc w przypadku urazów, kontuzji czy zwichnięć nadgarstka, jak i element wspomagający długotrwałą terapię np. w przypadku chorób reumatycznych.

Połączenie funkcji stabilizującej i chłodzącej gwarantuje najlepsze efekty – redukuje ból i opuchliznę, niweluje stany zapalne i przynosi ulgę w dolegliwościach nadgarstka. Polecany jest zwłaszcza osobom aktywnym, uprawiającym sport profesjonalnie i amatorsko, narażonym na powtarzające się urazy, a także cierpiącym na schorzenia reumatyczne i dolegliwości stawowe.

### Budowa i sposób działania

- Sissel Cold Therapy Compression na nadgarstek składa się ze stabilizatora z dołączaną pompką oraz schłodzanego wkładu.
- Stabilizator zapinany na rzep.
- Indywidualna regulacja siły nacisku (usztynwienia) za pomocą pompki.
- Wkład wypełniony specjalnym żelom, schładzany w zamrażarce, utrzymuje niską temperaturę przez wiele godzin.
- Wkład mocowany wewnątrz kompresu na rzepy, utrzymujące go na miejscu.
- Mimo schłodzenia wkład pozostaje elastyczny i łatwo dopasowuje się do nadgarstka.
- Higieniczny i łatwy do czyszczenia i dezynfekcji.
- Może być używany zarówno na lewym, jak i na prawym nadgarstku.

Kompres **SISSEL® Cold Therapy Compression** dostępny jest w trzech wersjach:

0. Na kolano/łokieć.
1. Na nadgarstek.
2. Na kostkę.