

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-medi-support-klin-miedzy-kolana-p-4769.html>

SISSEL Medi Support - Klin między kolana



Numer katalogowy **55418300**

Producent **Sissel**

Nr katalogowy **170.060**

Opis produktu

Doskonały sposób na odpoczynek dla osób śpiących na boku

Wygodny odpoczynek i relaksujący sen dla osób leżących na boku!

SISSEL® Medi Support to anatomiczny klin zapewniający prawidłową pozycję podczas leżenia na boku. Redukuje dyskomfort odczuwany przez wiele osób podczas odpoczynku w tej pozycji, kiedy kolana wywierają na siebie nieprzyjemny nacisk a staw biodrowy jest obciążony.

Kształt

Wyjątkowy kształt **SISSEL® Medi Support** to wynik wielu badań i testów. Konstrukcja gwarantuje optymalne wsparcie stawów kolanowych oraz stawu biodrowego, co pozwala zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa podczas leżenia na boku.

Wymiary

Szerokość

17 cm

Wysokość

20 cm (w najniższym miejscu 10 cm)

- Zapewnia zdrowy i spokojny sen.
- Przynosi ulgę dla osób z dolegliwościami kolan lub bioder, doskonale je podtrzymuje oraz łagodzi ich obciążenie i napięcie.
- Zalecany dla osób w czasie rekonwalescencji po przebytej operacji biodra.
- Łatwo i szybko mocowany do nogi za pomocą 2 rzepów.
- Zapobiega poceniu się stykających się nóg.
- Pozwala przyjąć prawidłową pozycję podczas leżenia na boku, powoduje jedynie minimalne wygięcie miednicy.
- Wyposażona w wysokiej jakości poszewkę (80% bawełny i 20% poliestru).
- Wymiary: 17 x 20 cm (17 x 10 cm w najniższym miejscu).