

SISSEL Pack z poszewką



Numer katalogowy	18128401
Producent	Sissel
Nr katalogowy	150.007.10

Opis produktu

Rozgrzewający i chłodzący okład - niezbędny przy stłuczeniach i bólach

Wszechstronny (rozgrzewający i chłodzący) kompres do użytku domowego i profesjonalnego.

- Przynosi ulgę przy stłuczeniach, zwichnięciach stawów, napięciach mięśniowych, bólu głowy lub zęba.
- Przeznaczony do wielokrotnego użytku.
- Łatwy w użyciu i uniwersalny.
- Nagrzewany w kuchenke mikrofalowej lub ciepłej wodzie.
- Schładzany w lodówce.
- Zachowuje elastyczność do temperatury -18°C .
- W zestawie znajduje się biała poszewka (100% poliester) wyposażona w mocujący pasek.
- Wymiary: ok. 12 x 25 cm
- Higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości.

Wymiary:

Szerokość: 12 cm

Długość: 25 cm

Uwaga! Aby nie uszkodzić powierzchni kompresu podczas podgrzewania, należy owinąć go ręcznikiem.