

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-pack-z-poszewka-p-4723.html>

## SISSEL Pack z poszewką



Numer katalogowy **18128401**

Producent **Sissel**

Nr katalogowy **150.007.10**

### Opis produktu

## Rozgrzewający i chłodzący okład - niezbędny przy stłuczeniach i bólach

Wszechstronny (rozgrzewający i chłodzący) kompres do użytku domowego i profesjonalnego.

- Przynosi ulgę przy stłuczeniach, zwichnięciach stawów, napięciach mięśniowych, bólu głowy lub zęba.
- Przeznaczony do wielokrotnego użytku.
- Łatwy w użyciu i uniwersalny.
- Nagrzewany w kuchenke mikrofalowej lub ciepłej wodzie.
- Schładzany w lodówce.
- Zachowuje elastyczność do temperatury  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- W zestawie znajduje się biała poszewka (100% poliester) wyposażona w mocujący pasek.
- Wymiary: ok. 12 x 25 cm
- Higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości.

### Wymiary:

**Szerokość: 12 cm**

**Długość: 25 cm**

Uwaga! Aby nie uszkodzić powierzchni kompresu podczas podgrzewania, należy owinąć go ręcznikiem.