

BRAK
ZDJĘCIA



SISSEL Press-Ball (twarda)

Numer katalogowy	69924470
Producent	Sissel
Twardość:	Twarda (162.007)
Nr katalogowy	162.005, 06, 07

Opis produktu

Mała i dyskretna piłeczka do ćwiczeń oraz rehabilitacji dłoni i przedramienia

Trening dłoni w każdym miejscu!

Press-Ball, to plastyczna piłeczka przeznaczona do poprawy struktury mięśni dłoni i przedramienia.

- pozwala na specyficzny trening ręki i przedramienia zwiększający ich możliwości ruchowe
- ćwiczy wszystkie mięśnie dłoni i palców
- Press-Ball jest dostępny w 4 kolorach odpowiadających różnym stopniom twardości
- Sissel Press-Ball - idealny do rehabilitacji palców
- zawiera broszurkę z ćwiczeniami

Piłka do rehabilitacji dłoni Sissel Press-Ball pozwoli na poprawę struktury mięśni oraz wzmocnienie chwytu po przebytej chorobie osobom w każdym wieku.