

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-sitfit-33-cm-niebieski-p-4742.html>

SISSEL SITFIT 33 cm (niebieski)



Numer katalogowy	38687449
Producent	Sissel
Nr katalogowy	160.100, 103, 104
Kolor:	Niebieski (160.104)

Opis produktu

Poduszka sensomotoryczna Sissel Sitfit 33 cm – Zdrowy kręgosłup podczas siedzenia

Praktyczne rozwiązanie dla osób spędzających wiele godzin w pozycji siedzącej. SISSEL® SITFIT® 33 cm to przenośna, pompowana poduszka sensomotoryczna, służąca do aktywnego, dynamicznego siedzenia, która kształtuje właściwą postawę ciała podczas siedzenia i wzmacnia mięśnie pleców. Prowokując ciągłe balansowanie ciałem zapobiega długotrwałemu bezruchowi, powodującemu bóle pleców, jest również przydatna podczas ćwiczeń. Sissel Sitfit jest uniwersalna, można ją stosować na wszystkich rodzajach krzeseł czy ławek.

- Przeznaczona do zdrowego siedzenia, ćwiczeń stóp, nóg, wzmacniających dno miednicy i poprawiających balans ciała.
- Przydatna do siedzenia dla osób z ADHD (nadpobudliwością psychoruchową).
- Dla osób w każdym wieku.
- Zajmuje mało miejsca.
- Bezpieczna w użytkowaniu i uniwersalna.
- Antypoślizgowa.
- Wykonana z bezpiecznych materiałów – nie zawiera alergizującego lateksu ani niebezpiecznych uelastycznaczy (ftalanów).
- Dostępna w trzech kolorach.
- Wypełniana powietrzem za pomocą pompki, pozwala indywidualnie dopasować jej twardość.
- Średnica 33 cm (dostępna również większa, o średnicy 36 cm).