

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/sissel-spiky-twin-roller-p-4721.html>



SISSEL Spiky Twin Roller

Numer katalogowy	44018500
------------------	-----------------

Producent	Sissel
-----------	---------------

Nr katalogowy	162.052
---------------	----------------

Opis produktu

Wygodny przyrząd do masażu - rozluźni mięśnie i pobudzi krążenie

SISSEL® SPIKY TWIN ROLLER to wygodny i łatwy w użyciu przyrząd do masażu ciała. Składa się z dwóch piłeczek z wypustkami (o średnicy ok. 10 cm) umieszczonych na jednej osi.

- Łagodzi napięcia mięśni.
- Doskonały do masażu mięśni długich wzdłuż kręgosłupa.
- Wspomaga krążenie krwi i limfy oraz metabolizm komórek.
- Stosowany również do masażu stóp i refleksologii.
- Pomaga w zwalczaniu cellulitu.
- Nie zawiera ftalanów.
- Trwały i wytrzymały.