

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:29

Link do produktu: <https://akmed.pl/skarpetki-ov04b000-diabetic-daily-p-2562.html>



Skarpetki OV04B000 DIABETIC DAILY

Numer katalogowy **OV04B000**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Skarpetki kompresyjne dla diabetyków do wspomagania leczenia "stopy cukrzycowej". Bawełniana nitka połączona z nitką zawierającą jony srebra zapobiega rozwojowi bakterii oraz grzybicy. SKŁAD: 85% Bawełny wraz ze srebrną nitką, 12% Poliamid, 3% Lycra.

Działanie:

zapobiegają infekcjom, namnażaniu się bakterii oraz grzybów (właściwości bakteriostatyczne) a także podrażnieniom w delikatnych okolicach takich jak podeszwowa część stopy.

Kolor:czarny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Długość skarpetki (cm)	Rozmiar stopy
S/1	18-22	36-38,5
M/2	18-22	38,5-41
L/3	18-22	41-43,5
XL/4	18-22	43,5-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL