

Link do produktu: <https://akmed.pl/skarpety-athletic-silver-deodorant-p-1566.html>



Skarpety ATHLETIC SILVER DEODORANT

Numer katalogowy

**ATHLETIC SILVER
DEODORANT**

Producent

DeoMed

Opis produktu

Skarpetki przeznaczone do intensywnego uprawiania sportu, dopasowane do anatomicznego kształtu lewej (L) i prawej (R) stopy. Na śródstopiu znajduje się opaska elastyczna, zapobiegająca przesuwaniu się skarpetki nawet podczas gwałtownych ruchów. Trójwarstwowa dzianina frotte chroni części stopy narażone na otarcia lub urazy. Przewiewna dzianina nad stopą ułatwia oddychanie i odprowadzanie ciepła. LYCRA® w całym wyrobie zapewnia znakomite przyleganie do nogi. Odpowiednio wyprofilowana dzianina na pięcie (kształt "Y") doskonale przylega do stopy i stabilizuje ją. Bezszywowe łączenie zapewnia maksymalny komfort, zapobiegając powstawaniu otarć nad palcami, nawet w ekstremalnych warunkach. Zawartość srebra w przędzy PROLEN® SILTEX sprawia, że skarpetki pełnią rolę dezodorantu. Unikalne antybakteryjne i antygrzybicze działanie srebra zapobiega powstawaniu przykrego zapachu podczas użytkowania i zapewnia maksymalną higienę i komfort użytkowania skarpetek.

Cechy produktu:

- zawierają srebro
- ochrona przed zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi
- zapobieganie przykreemu zapachowi
- bez szwu nad palcami
- chronią ścięgno Achillesa
- posiadają wzmocnienia na pięcie, palcach i spodzie stopy

Skład: bawełna 80%, PROLEN® Siltex ze srebrem 17%, Lycra® 3%

Dostępne rozmiary: 38-40, 41-43, 44-46

Dostępne kolory: biały i popielaty, popielaty i grafitowy, czarny i antracytowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 38-40 , 41-43 , 43-46

Kolor: biały i popielaty , popielaty i grafitowy