

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/skarpety-deomed-cotton-p-1568.html>



Skarpety DEOMED COTTON

Numer katalogowy	DEOMED COTTON
Producent	DeoMed

Opis produktu

Specjalna konstrukcja cholewki i niewielka domieszka elastanu w całym wyrobie powodują idealne bezuciskowe przyleganie do nóg i maksymalną elastyczność - nietamowanie przepływu krwi i komfort nawet dla opuchniętych nóg. Bezszwowe łączenie nad palcami gwarantuje wygodę osobom o bardzo wrażliwych stopach, np. stopach cukrzycowych. Dzięki trwałemu działaniu odpornej na spieranie apretury antybakteryjnej i antygrzybiczej Sanitized[®], skarpety hamują rozwój mikroorganizmów i zapobiegają jednocześnie przykremu zapachowi podczas użytkowania.

Do produkcji skarpetek jest używana czysta bawełna - naturalna przędza najwyższej jakości.

Cechy produktu:

- bezuciskowe i bardzo elastyczne
- antybakteryjne i antygrzybicze
- chroniące przed zimnem
- chroniące przed urazami

Skład: bawełna 72%, poliamid 25%, elastan 3%, apretura Sanitized[®]

Dostępne rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46

Dostępne kolory: biały, beżowy, popielaty, ciemny szary, granatowy, czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35-38 , 39-42 , 43-46

Kolor: beżowy , biały , czarny , popielaty