

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/skarpety-medic-deo-cotton-p-1569.html>



## Skarpety MEDIC DEO COTTON

Numer katalogowy	<b>MEDIC DEO COTTON</b>
Producent	<b>DeoMed</b>

### Opis produktu

Specjalna konstrukcja cholewki i niewielka domieszka nowoczesnego włókna Lycra® w całym wyrobie powodują idealne bezuciskowe przyleganie do nóg i maksymalną elastyczność - nietamowanie przepływu krwi i komfort nawet dla opuchniętych nóg.

Dzięki trwałemu działaniu apretury antybakteryjnej i antygrzybiczej Sanitized®, skarpety hamują rozwój mikroorganizmów i zapobiegają jednocześnie przykremu zapachowi podczas użytkowania. Miejsca stóp narażone na otarcia i urazy są chronione przez miękką trójwarstwową dzianinę frotte. Opaska elastyczna na śródstopiu zapobiega przesuwaniu się skarpetki na nodze.

Skarpety nadają się znakomicie do aktywności fizycznej. Do produkcji skarpetek jest używana czysta bawełna - naturalna przędza najwyższej jakości.

### Cechy produktu:

- bezuciskowe i bardzo elastyczne
- antybakteryjne i antygrzybicze
- chroniące przed zimnem
- chroniące przed urazami

**Skład:** bawełna 80%, poliamid 17%, Lycra® 3%, apretura Sanitized®

**Dostępne rozmiary:** 35-37, 38-40, 41-43, 44-46, 47-49 (oprócz koloru białego)

**Dostępne kolory:** biały, popielaty i szary, czarny

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 35-37, 38-40, 41-43, 44-46, 47-50

**Kolor:** biały, czarny, szary