

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/skarpety-medic-deo-long-p-1570.html>



Skarpety MEDIC DEO LONG

Numer katalogowy	MEDIC DEO LONG
Producent	DeoMed

Opis produktu

Specjalna konstrukcja cholewki i niewielka domieszka nowoczesnego włókna Lycra® w całym wyrobie powodują idealne bezciskowe przyleganie do nóg i maksymalną elastyczność - nietamowanie przepływu krwi i komfort nawet dla opuchniętych nóg.

Dzięki trwałemu działaniu apretury antybakteryjnej i antygrzybiczej Sanitized®, skarpety hamują rozwój mikroorganizmów i zapobiegają jednocześnie przykremu zapachowi podczas użytkowania. Miejsca stóp narażone na otarcia i urazy są chronione przez miękką trójwarstwową dzianinę frotte. Opaska elastyczna na śródstopiu zapobiega przesuwaniu się skarpetki na nodze.

Do produkcji skarpetek jest używana czysta bawełna - naturalna przędza najwyższej jakości.

Cechy produktu:

- bezciskowe i bardzo elastyczne
- antybakteryjne i antygrzybicze
- chroniące przed zimnem
- chroniące przed urazami

Skład: bawełna 80%, poliamid 17%, Lycra® 3%, apretura Sanitized®

Dostępne rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46

Dostępne kolory: czarny, popielaty i szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35-37 , 38-40 , 41-43 , 44-46