

Link do produktu: <https://akmed.pl/spinactive-gorset-ledzwiowo-krzyzowy-wg-williamsa-p-1861.html>



SPINACTIVE gorset lędźwiowo - krzyżowy wg Williamsa

Numer katalogowy	DRQH0A
Producent	Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

CECHY PRODUKTU

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego zapewniające bierną stabilizację,
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- system wyczepialnych taśm dodatkowych, umożliwiających regulację docisku grzbietowego (siły oraz miejsca przyłożenia),
- kolor biały, beżowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 25,5 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6