

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-extensor-prostotrzymacz-p-1881.html>

## SPINCARE EXTENSOR Prostotrzymacz



Numer katalogowy

**DRQH0L**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.

#### CECHY PRODUKTU

- wykonany z elastycznych taśm,
- cztery półelastyczne stłki zapewniające stabilizację,
- materiał umożliwia odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- zaopatrzony w peloty chroniące doły pachowe.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód klatki piersiowej (cm)	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6