

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-flex-ii-wysoka-sznurowka-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-p-1888.html>



## SPINCARE FLEX II Wysoka sznurówka piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa

Numer katalogowy	<b>DRQH0B</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

#### CECHY PRODUKTU

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- w części grzbietowej zastosowano dzianinę dystansową, a także dwie dodatkowe taśmy skośne,
- możliwość kontroli siły docisku za pomocą systemu taśm dociągowych,
- bierną stabilizację zapewnią cztery półelastyczne stalki,
- kolor czarny, biały.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 31 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6