

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-flex-orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-p-1889.html>



SPINCARE FLEX Orteza piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa

Numer katalogowy **DRQH0B1AA**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Ostre, podostre i przewlekłe bóle lędźwiowe, dyskopatia, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, stenoza kanału kręgowego.

CECHY PRODUKTU

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
- bierną stabilizację zapewnia pięć półelastycznych, wykonanych z tworzywa stałego (stalki wszyto asymetrycznie),
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- doskonała przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- możliwość regulacji wysokości i siły stabilizacji odcinka T-L-S,
- kolor biały.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

Wysokość: 31 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6