

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-frame-gorset-ledzwiowo-krzyzowy-wg-williamsa-p-1869.html>

SPINCARE FRAME Gorset lędźwiowo - krzyżowy wg. Williamsa



Numer katalogowy **DRQH01**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowo-krzyżowego (LS), dyskopatie, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa okolicy L-S z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilność obszaru L-S.

CECHY PRODUKTU

- wykonana z elastycznej dzianiny z domieszką Lycry®,
- materiał umożliwia odprowadzanie wilgoci i ciepła z miejsca przylegania,
- bierną stabilizację zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
- szlufki ułatwiające zapięcie,
- kolor szaro-biały.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120

Wysokość: 26 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5