

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-high-orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-p-1886.html>



## SPINCARE HIGH orteza piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa

Numer katalogowy	<b>DRQH0N</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza, choroba Scheuermanna, osteoporoza, wady postawy (okrągłe plecy).

#### CECHY PRODUKTU

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dwie wysokie, metalowe stalki, dwie wykonane z tworzywa oraz fiszbiny,
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- taśmy dociągowe - regulacja siły stabilizacji,
- dodatkowe szelki wspomagające stabilizację odcinka piersiowego oraz korekcję postawy,
- bardzo dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- kolor beżowy.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130

Wysokość korpusu: 30 cm

Wysokość z prostotrzymaczem: 54 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL