

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-high-plus-orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-p-1885.html>



## SPINCARE HIGH PLUS orteza piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa

Numer katalogowy

**DRQH0P**

Producent

**Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza piersiowa, choroba Scheuermanna, zeszytniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), osteoporoza, osłabienie mięśni brzucha, wady postawy (okrągłe plecy).

#### CECHY PRODUKTU

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- składa się z dwóch części: sznurówki lędźwiowo-krzyżowej oraz prostotrzymacza (dopinany przy pomocy rzepów),
- w części lędźwiowo-krzyżowej znajdują się dwie metalowe, profilowane stalki, dwie półelastyczne stalki oraz dwie fiszbiny, w części prostotrzymacza znajdują się dwie możliwe do profilowania stalki,
- miękkie wyściełanie dołu pachowego zapobiegające otarciom i podrażnieniom,
- trzy taśmy dociągowe umożliwiające regulację siły docisku,
- możliwość stosowania w dwóch wariantach: samej sznurówki lub wraz z prostotrzymaczem.
- kolor beżowy.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130

Wysokość korpusu: 31 cm

Wysokość z prostotrzymaczem: 54 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL