

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-pin-orteza-ledzwiowo-krzyzowa-p-1866.html>



## SPINCARE PIN orzeza lędźwiowo - krzyżowa

Numer katalogowy **QBE23020**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo krzyżowego. Przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów. Ostre i podostre zespoły bólowe obszaru lędźwiowo-krzyżowego.

#### CECHY PRODUKTU

- wykonana z miękkiej i przewiewnej dzianiny dystansowej o podwójnej strukturze,
- indywidualny system dociągowy zapewniający indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- poliamidowa linka dociągowa wytrzymuje siłę rozciągu o wartości do 16 kg,
- szeroka gama rozmiarów,
- kolor czarny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122	120 - 135

Wysokość: 24 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL