

Link do produktu: <https://akmed.pl/spincare-rigid-ii-orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-p-1887.html>



SPINCARE RIGID II orteza piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa

Numer katalogowy **DRQH0J**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Zapobieganie i leczenie zespołów bólowych obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego (rozłożenie stref nacisku na grzbietowej powierzchni kręgosłupa), choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, podtrzymanie ściany brzucha przy opuszczaniu trzewi, kontrola ruchomości odcinka TLS.

CECHY PRODUKTU

- wykonana z elastycznej, rozciągliwej dzianiny z domieszką Lycry®, materiał ten posiada zdolność odprowadzania wilgoci z powierzchni skóry i nie utrudnia oddawania nadmiaru ciepła w miejscu przylegania ortezy,
- bierną stabilizację tułowia zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
- fiszbiny umieszczone po bokach tułowia zapewniają stabilizację boczną,
- regulację kierunku i siły docisku umożliwiają dodatkowe elastyczne taśmy dociągowe,
- kolor szaro-czarny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120

Wysokość do rozm. 3: 33 cm

Wysokość od rozm. 4: 35 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5