

Link do produktu: <https://akmed.pl/spodnie-neoprenowe-4700-p-2174.html>



Spodnie NEOPRENOWE 4700

Numer katalogowy **4700**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Wykonane z 2 mm neoprenu spodnie idealnie nadają się do uprawiania sportu, wewnętrzna bawełniana warstwa absorbuje nadmiar wilgoci, ponadto bardzo dobrze przylegają do ciała, a dzięki swojej wysokości zapewniają izolację cieplną okolicy lędźwiowej kręgosłupa oraz brzucha, zapinane są z przodu na zamek błyskawiczny.

Zastosowanie:

idealne do uprawiania sportu, profilaktyki urazów sportowych, przy nadwadze, w dolegliwościach przepony moczowo-płciowej oraz okolicy kości krzyżowej, redukcja nadmiaru masy ciała.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, wzmagają wydzielanie potu.

Dostępne (inne) modele: 4701, 4702.

Długość: 34 cm.

Kolor: 4700(granat) / 5700(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód bioder (cm)	75-85	85-95	95-105	105-115

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS