

Link do produktu: <https://akmed.pl/sportowy-gorset-protetyczny-bez-fiszbin-extreme-control-p-5612.html>



Sportowy gorset protetyczny bez fiszbin EXTREME CONTROL

Numer katalogowy **5727X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Maksymalne podtrzymanie i komfort noszenia - zaprojektowany specjalnie dla pań ppo operacji piersi. Nowoczesne tkaniny gorsetu extreme control są bardzo miękkie i zastosowane tak, aby ruch nie powodował otarc i podrażnień skóry. Optymalną cyrkulację powietrza przy skórze gwarantują kieszonki na protezę wykonane z pochłaniającej wilgoc tkaniny frotte, która odprowadza pot na zewnątrz. Miętko podszyte ramiączka dodatkowo podtrzymują oraz zapewniają wygodę podczas aktywności fizycznej.

*Anita Sweat Management

Miseczki *3-częściowe

Ramiączka *szerokość ram.w zal.od rozm.

Materiał:

74% Poliester

22% Poliamid

4% Elastan

Anita Sweat Management

połączenie dwóch "oddychających" tkanin hi-tech umożliwia optymalny i aktywny "sweat management" (regulację poziomu wilgoci).

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: heather

Miseczki: B , C , D , E