

Link do produktu: <https://akmed.pl/sportowy-gorset-protetyczny-bez-fiszbin-extreme-control-p-5612.html>



## Sportowy gorset protetyczny bez fiszbin EXTREME CONTROL

Numer katalogowy **5727X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Maksymalne podtrzymanie i komfort noszenia - zaprojektowany specjalnie dla pań ppo operacji piersi. Nowoczesne tkaniny gorsetu extreme control są bardzo miękkie i zastosowane tak, aby ruch nie powodował otarc i podrażnień skóry. Optymalną cyrkulację powietrza przy skórze gwarantują kieszonki na protezę wykonane z pochłaniającej wilgoc tkaniny frotte, która odprowadza pot na zewnątrz. Miętko podszyte ramiączka dodatkowo podtrzymują oraz zapewniają wygodę podczas aktywności fizycznej.

\*Anita Sweat Management

Miseczki \*3-częściowe

Ramiączka \*szerokość ram.w zal.od rozm.

#### **Materiał:**

74% Poliester

22% Poliamid

4% Elastan

#### **Anita Sweat Management**

połączenie dwóch "oddychających" tkanin hi-tech umożliwia optymalny i aktywny "sweat management" (regulację poziomu wilgoci).

#### **Instrukcja prania:**

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** heather

**Miseczki:** B , C , D , E