

Link do produktu: <https://akmed.pl/sportowy-gorset-protetyczny-vivana-active-p-5639.html>



Sportowy gorset protetyczny VIVANA ACTIVE

Numer katalogowy **5300X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Miękki, "oddychający" i szybkoschnący - taki jest model VIVANA ACTIVE, sportowy gorset protetyczny z kieszonkami po obu stronach. Płasko uformowane miseczki i wyżej zabudowany dekolt zapewniają wsparcie dla biustu i redukują jego ruchy podczas sportu.

Szczegóły:

Sportowy gorset protetyczny
Kieszonki po obu stronach

Materiał/wykończenie *gorset oraz kieszonki z funkcj., oddych. mikrofazy

Miseczki: *mikrofaza o zred. elast., wysoko zabudowany dekolt -> ograniczone ruchy biustu podczas aktywności sportowej
->zredukowane ruchu biustu podczas sportu.

Ramiączka: *regulowane, komfortowe dodat. wzmocnione podszyciem

Część tylna: *funkcjonalna mikrofaza

Do kompletu: Figi,art. 1521

Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu.Z pojedynczych,nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza.Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko,a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać

-
- nie suszyć mechanicznie
 - nie prasować
 - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny , kolor

Miseczki: A , B , C , D , E