

Link do produktu: <https://akmed.pl/sportowy-gorset-protetyczny-vivana-active-p-5639.html>



## Sportowy gorset protetyczny VIVANA ACTIVE

Numer katalogowy **5300X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Miękki, "oddychający" i szybkoschnący - taki jest model VIVANA ACTIVE, sportowy gorset protetyczny z kieszonkami po obu stronach. Płasko uformowane miseczki i wyżej zabudowany dekolt zapewniają wsparcie dla biustu i redukują jego ruchy podczas sportu.

#### Szczegóły:

Sportowy gorset protetyczny  
Kieszonki po obu stronach

**Materiał/wykończenie** \*gorset oraz kieszonki z funkcj., oddych. mikrofazy

**Miseczki:** \*mikrofaza o zred. elast., wysoko zabudowany dekolt -> ograniczone ruchy biustu podczas aktywności sportowej  
->zredukowane ruchu biustu podczas sportu.

**Ramiączka:** \*regulowane, komfortowe dodat. wzmocnione podszyciem

**Część tylna:** \*funkcjonalna mikrofaza

**Do kompletu:** Figi,art. 1521

#### Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

#### Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu.Z pojedynczych,nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza.Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko,a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

#### Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać

- 
- nie suszyć mechanicznie
  - nie prasować
  - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** czarny , kolor

**Miseczki:** A , B , C , D , E