

Link do produktu: <https://akmed.pl/sposob-na-odleżyny-pianka-maxi-sanity-p-7179.html>



Sposób na odleżyny (pianka) MAXI SANITY

Numer katalogowy	7086
Producent	Sanity

Opis produktu

Sposób na odleżyny (pianka) MAXI jest propozycją dla osób które chcą zabezpieczyć się przed powstawaniem bolesnych i niebezpiecznych dla zdrowia odleżyn.

Pianka wykonana jest z trwałego poliuretanu, a cały krąg posiada komfortowy pokrowiec zapinany na zamek, który można swobodnie zdjąć i uprać. Wysokiej jakości pianka dostępna jest w powiększonym formacie o średnicy 42 cm.

Krąg przeciwoodleżynowy służy do pielęgnacji chorych zapobiegając powstawaniu u nich odleżyn.

Wykonany z pianki poliuretanowej, wyposażony jest w pokrowiec z dzianiny frotte zapinanej na zamek, co sprawia że łatwo go ściągnąć i wyprać.

Średnica 420 mm