

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:17

Link do produktu: <https://akmed.pl/sposob-na-odlezyiny-pianka-mini-sanity-p-7182.html>



## Sposób na odleżyny (pianka) MINI SANITY

Numer katalogowy	<b>7089</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Sposób na odleżyny (pianka) MINI jest najmniejszą z dostępnych pianek sprzyjających profilaktyce przeciwodleżynowej. Podobnie jak większe rozmiary została wykonana z wysokiej jakości pianki poliuretanowej gwarantującej trwałość i pełen komfort.

Skuteczna pianka posiada nakładany i zapinany na zamek pokrowiec, oraz średnicę 15 cm.

Krąg przeciwodleżynowy służy do pielęgnacji chorych zapobiegając powstawaniu u nich odleżyn. Wykonany z pianki poliuretanowej, wyposażony jest w pokrowiec z dzianiny frotte zapinanej na zamek, co sprawia że łatwo go ściągnąć i wyprać.

Średnica 150 mm