

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:35

Link do produktu: <https://akmed.pl/sposob-na-odlezyiny-pianka-mini-sanity-p-7182.html>



Sposób na odleżyny (pianka) MINI SANITY

Numer katalogowy	7089
Producent	Sanity

Opis produktu

Sposób na odleżyny (pianka) MINI jest najmniejszą z dostępnych pianek sprzyjających profilaktyce przeciwoleżynowej. Podobnie jak większe rozmiary została wykonana z wysokiej jakości pianki poliuretanowej gwarantującej trwałość i pełen komfort.

Skuteczna pianka posiada nakładany i zapinany na zamek pokrowiec, oraz średnicę 15 cm.

Krąg przeciwoleżynowy służy do pielęgnacji chorych zapobiegając powstawaniu u nich odleżyn. Wykonany z pianki poliuretanowej, wyposażony jest w pokrowiec z dzianiny frotte zapinanej na zamek, co sprawia że łatwo go ściągnąć i wyprać.

Średnica 150 mm