

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:21

Link do produktu: <https://akmed.pl/spray-pod-tasmy-tuffner-p-3361.html>



Spray pod taśmy Tuffner

Numer katalogowy **03F5-2074A**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Uwaga. Przy zamówieniu całego kartonu użyj kodu z tabelki poniżej.

Spray ułatwiający przymocowanie taśmy.

- Poprawia mocowanie taśmy
- Idealny w miejscach narażonych na otarcia

Dostępne pojemności to:

Pojemność	Ilość w Kartonie	Kod promocyjny
150 ml (113g)	12	spray
250 ml (283g)	12	spray

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 150 ml , 250 ml