

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/spray-pod-tasmy-tuffner-p-3361.html>



## Spray pod taśmy Tuffner

Numer katalogowy **03F5-2074A**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

**Uwaga. Przy zamówieniu całego kartonu użyj kodu z tabelki poniżej.**

#### Spray ułatwiający przymocowanie taśmy.

- Poprawia mocowanie taśmy
- Idealny w miejscach narażonych na otarcia

#### Dostępne pojemności to:

Pojemność	Ilość w Kartonie	Kod promocyjny
150 ml (113g)	12	spray
250 ml (283g)	12	spray

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność:** 150 ml , 250 ml