



Ssak Vacu-Aide® 7305P

Numer katalogowy	10645
Producent	Rehafund

Opis produktu

- niewielki rozmiar i nieduży ciężar
- zasilany z sieci lub z akumulatora
- posiada łatwy do odczytania, wbudowany regulator i wskaźnik zasysania dla szybkiego i dokładnego dostosowania według potrzeb pacjenta
- pojemnik 1200ml do wielorazowego użytku
- wyposażony w torbę na ramię
- posiada standardy ISO dla transportu w nagłych przypadkach

Wymiary	Dimensions	dł. 23 x szer. 18 x wys. 20cm
Zasilanie	Power supply	100/240V AC, 50/60Hz
Zakres ciśnienia ssania	Suction pressure range	80-550mmHg (max.780kPa)
Maksymalny przepływ	Maximum flow	27 l/min.
Poziom hałasu	Noise level	
Waga	Weight	2,9 kg