



## Ssak Vacu-Aide® 7314 QSU

Numer katalogowy	<b>10646</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- niewielki rozmiar i nieduży ciężar
- zasilany z sieci lub z akumulatora
- posiada łatwy do odczytania, wbudowany regulator i wskaźnik zasysania dla szybkiego i dokładnego dostosowania według potrzeb pacjenta
- wygodny 800ml pojemnik do użytku przez jednego pacjenta, (pojemnik 1200ml w opcji)
- wyposażony w torbę na ramię
- wyjątkowo cichy podczas pracy
- posiada standardy ISO dla transportu w nagłych przypadkach

Wymiary	Dimensions	dł. 21 x szer. 20 x wys. 21 cm
Zasilanie	Power supply	100/240V AC, 50/60Hz
Zakres ciśnienia ssania	Suction pressure range	50-550mmHg (max.780kPa)
Maksymalny przepływ	Maximum flow	27 l/min.
Poziom hałasu	Noise level	
Waga	Weight	3,0 kg