

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizacja-barku-medi-easy-sling-p-7837.html>



Stabilizacja barku medi Easy sling

Numer katalogowy **9747**

Producent **Medi**

Opis produktu

ułożenie w rotacji wewnętrznej - 0° odwiedzeniu

Wskazania

- unieruchomienie w przypadku
 - zwichnięcia barku
 - złamania głowy kości ramiennej
 - złamania obojczyka
 - zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 - kontuzji barku
- pooperacyjnie po
 - stabilizacji barku
 - dekompresji przestrzeni podbarkowej
 - resekcji częściowej stawu barkowo- obojczykowego
 - rekonstrukcji stożka rotatorów
 - stabilizacji stawu barkowo- obojczykowego
 - osteosyntezie
 - anatomicznej i odwróconej protezie barku

Sposób działania

- unieruchomienie stawu barkowego przy dużej zmienności zakresu
- w ciągu dnia: kontrolowana ruchomość
- w nocy: mocne przymocowanie

Korzyści produktu

- mocne przymocowanie w nocy dzięki dodatkowemu pasowi brzuszemu.
- wersja do odciążenia karku.

Rozmiar:

ramię (cm)
wzrost (cm)
rozmiar
numer artykułu

150 190
do 185 od 185
S L
R.030.G02 R.030.G04

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , S

Kolor: szary