

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-barku-medi-shoulder-sling-kidz-p-7891.html>



## Stabilizator barku medi shoulder sling Kidz

Numer katalogowy **9801**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator barku

- Unieruchomienie stawu barkowego
- Odpinany pasek na klatce piersiowej
- W pełni regulowany

Stabilne unieruchomienie barku i ramienia. Dodatkowa stabilizacja w obszarze klatki piersiowej.

#### Detale:

- Miękki, wytrzymały i w pełni regulowany pasek na rzep
- Dodatkowa stabilizacja w obszarze klatki piersiowej
- Ciekawy wzór chętnie noszony przez dzieci

#### Wskazania

- Kontuzje barku i skręcenia
- Dyslokacja ramienia
- Uszkodzenia stożka rotatorów

#### Przeciwwskazania:

- W chwili obecnej nie znane.

#### Rozmiar

wiek	od 3 do 8 lat	od 8 do 12 lat
rozmiar	I	II
numer artykułu	R.030.G29	R.030.G39

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II